

TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO

Descripción:

El tensiómetro de brazo permite la medición de la presión arterial y pulsaciones de manera automática. Proporcionan resultados muy precisos. Ya se trate de la variante de uso fácil con un solo botón, la versión elegante con pantalla táctil negra o la de formato especialmente ergonómico, todos nuestros productos tienen algo en común: resultados fiables para preservar su salud.

Marca: SEJOY

Modelo: BP 1304

Detalles técnicos:

- Certificación disponible: CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS
- Rango de presión: 0 a 300 mmHg
- Rango de pulso: 30 a 180 latidos / minuto
- Precisión de presión: ± 3 mmHg
- Banco de memoria: 4 * 30
- Promedio de los últimos 3 resultados: SI
- Tamaño de brazalete :22.0-36.0cm (8.6 «-14.2»)
- Peso: 39,5 g
- Detección de batería baja: SI
- Apagado automático: SI
- Duración de la batería: 2 meses
- Embalaje: 1pc / caja de regalo, 24pcs / cartón
- Fuente de alimentación: baterías y corriente.
- Garantía: 1 año

