

## TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO

### Descripción:

Termómetro ideal para niños y adultos de fácil uso. Mide la temperatura a una distancia de 5cm de distancia de manera segura y rápida sin necesidad de tener contacto con la frente. Brinda resultados en 1 segundo, además de contar con indicador de fiebre.

**Marca: SEJOY**

**Modelo: DET 306**

### Detalles técnicos:

- Certificación: CE0197; FDA510 (K); ISO13485; ROHS; ALCANCE
- Rango de Medición: Frontal: 34.0 ° C ~ 43.0 ° C (93.2 ° F ~ 109.4 ° F) / objeto: 0 ° C ~ 100 ° C (32 ° F ~ 212 ° F)
- Precisión:
  - Modo Frente  $\pm 0.3$  °C (0.5 °F)
  - Modo Objeto:  $\pm 4\%$  o  $\pm 2$  °C (4 °F)
- Permite lecturas a una distancia de 5cm
- Temperatura ambiente:  $\pm 2$  °C ( $\pm 4$  °F)
- Tiempo de medición: 3 segundos
- Dimensión y peso: 153 \* 41 \* 44 mm. Aprox.84 gramos (con baterías)
- Batería y duración: DC3V (batería 2 × AAA). Aprox. 1 año / 6000 lecturas
- Garantía: 1 año

