

TERMÓMETRO DIGITAL DE PUNTA FLEXIBLE ADULTO

Descripción:

Termómetro digital de alta precisión para medida de temperatura, brinda resultado automático en pantalla permitiendo una fácil lectura por parte del usuario. Además, su punta flexible permite la adaptación a los distintos puntos corporales de medición.

Marca: MEDIFAY

Modelo: DMT – 4320 (AMARILLO)

Modelo: DMT – 4318 (AZUL)

Detalles técnicos:

- Certificación: CE0197
- Registro Sanitario: DB7748E (DIGEMID)

Características

- Punta de seguridad flexible
- Señal de alarmas
- Función de auto apagado
- Duración de la batería 200 horas
- Incluye una pila de botón 1.5 V.
- Garantía: 6 meses

