

## DOPPLER FETAL PORTÁTIL

### Descripción:

El dispositivo Doppler fetal es ideal para profesionales de la salud que atienden a pacientes en periodo de gestación, ya que al ser portátil puede ser fácilmente trasladado, pudiendo atender a las gestantes en consultorios particulares, hospitales, a domicilio, entre otros.

**Marca: JUMPER**

**Modelo: JPD 100B**

### Detalles técnicos:

- Frecuencia ultrasónica: 2.5 MHz.
- Duración de batería: hasta 6 horas de uso continuo.
- Indicador de batería bajado
- Fuente de corriente continua: batería recargable 9.6V
- Potencia de salida: 7.9 Mw.
- Área efectiva del transductor ultrasónico: 3.07 cm<sup>2</sup>.
- Sensibilidad: A partir de la décima segunda semana de gestación.
- Resolución: 1 bpm.
- Precisión: 3 bpm.
- Rango de medición del FHR: 50 – 210 bpm.
- Modo de trabajo: Doppler de onda continua.
- Sonda: Código IPX4 contra riesgo de agua.
- Sensibilidad: Para uso a partir de las 12 semanas de embarazo
- Dimensión y peso: 12.9cm Largo x 8.3cm Ancho x 3cm Profundidad
- Salida por parlantes, sondas intercambiables.
- Temperatura de trabajo del ambiente: 10°-40°



## TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO

### Descripción:

El tensiómetro de brazo permite la medición de la presión arterial y pulsaciones de manera automática. Proporcionan resultados muy precisos. Ya se trate de la variante de uso fácil con un solo botón, la versión elegante con pantalla táctil negra o la de formato especialmente ergonómico, todos nuestros productos tienen algo en común: resultados fiables para preservar su salud.

**Marca: SEJOY**

**Modelo: BP 1304**

### Detalles técnicos:

- Certificación disponible: CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS
- Rango de presión: 0 a 300 mmHg
- Rango de pulso: 30 a 180 latidos / minuto
- Precisión de presión:  $\pm 3$  mmHg
- Banco de memoria: 4 \* 30
- Promedio de los últimos 3 resultados: SI
- Tamaño de brazalete :22.0-36.0cm (8.6 «-14.2»)
- Peso: 39,5 g
- Detección de batería baja: SI
- Apagado automático: SI
- Duración de la batería: 2 meses
- Embalaje: 1pc / caja de regalo, 24pcs / cartón
- Fuente de alimentación: baterías y corriente.
- Garantía: 1 año

