

## ESPIROMETRO DIGITAL

### Descripción:

- Es un equipo de mano para comprobar las condiciones de los pulmones, adopta el modo infrarrojo para medir los artículos relativos, es aplicable para el hospital, clínica, familia para pruebas de rutina. Capacidad vital forzada (FVC), volumen espirado forzado en un segundo (FEV1), la relación de FEV1 y FVC (FEV1 / FVC), flujo espiratorio máximo (PEF), flujo del 25% del FVC (FEF25), 50% de flujo del FVC (FEF50), se puede medir el flujo del 75% del FVC (FEF75) y el flujo promedio entre el 25% y el 75% del FVC (FEF2575). Además, la condición del examinado se puede mostrar por la relación del valor medido y el valor predicho.

**Marca: CONTEC**

**Modelo: SP 10 BT**

### Detalles técnicos:

- Diagrama de flujo-volumen, visualización de gráfico de volumen-tiempo.
- Memoria de datos, borrar, cargar y revisar.
- Visualización del gráfico de tendencia.
- Calibración.
- La información indica cuándo el volumen o el flujo supera los límites.
- Apagado automático cuando no hay operación en dos minutos.
- Batería de litio recargable y con puntas de carga.
- Pantalla de energía de la batería.



## TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO

### Descripción:

El tensiómetro de brazo permite la medición de la presión arterial y pulsaciones de manera automática. Proporcionan resultados muy precisos. Ya se trate de la variante de uso fácil con un solo botón, la versión elegante con pantalla táctil negra o la de formato especialmente ergonómico, todos nuestros productos tienen algo en común: resultados fiables para preservar su salud.

**Marca: SEJOY**

**Modelo: BP 1304**

### Detalles técnicos:

- Certificación disponible: CE0197, FDA510 (K), ISO13485, ROHS
- Rango de presión: 0 a 300 mmHg
- Rango de pulso: 30 a 180 latidos / minuto
- Precisión de presión:  $\pm 3$  mmHg
- Banco de memoria: 4 \* 30
- Promedio de los últimos 3 resultados: SI
- Tamaño de brazalete :22.0-36.0cm (8.6 «-14.2»)
- Peso: 39,5 g
- Detección de batería baja: SI
- Apagado automático: SI
- Duración de la batería: 2 meses
- Embalaje: 1pc / caja de regalo, 24pcs / cartón
- Fuente de alimentación: baterías y corriente.
- Garantía: 1 año

